

外反母趾テープング処置順序

下図の順番にしたがって各部位ごとにテープングを施して下さい。


1. 親指テaping




テープを図のようにカットしてから親指を正常位置に戻すように貼る。



貼り始めと爪の部分は弱く貼り、中間部分を引っ張って貼る。



母趾球部のところでクロスさせテープが爪にかかるないように貼る。




2. 小指テaping




テープを図のようにカットしてから小指を正常位置に戻すように貼る。




横になっている小指を起こすため、先に巻いたテープを強めに貼る。



小指にタコができる場合はタコをさけて貼る。




3. 足裏横テaping




テープを図のようにカットしてから横アーチを再成するように引っ張りながら貼る。



テープが剥れないように足裏を押えながら貼る。



テープを一周させ重ねて貼ると効果的。




4. 基本アーチテaping




親指側から足底を通って軽く引っ張りながら貼る。



横アーチを再成するようにしてテープは弱めに貼る。



中足関節(横アーチ)を弱めに固定保持する。




5. 補強テaping




第5中足骨部から貼り始め、その部分で重ねるように貼る。



4. の基本アーチテープに+重ね甲側にすらして貼る。



最初はできるだけ全体を弱めに貼るのがポイント。



※テープの長さは裏面をご参考にしてください。

テープ原寸大型紙

基本アーチテープ・補強

足裏横テープ

22cm

小指テープ

3 cm

2 cm

4 cm

親指テープ

切れ込み

9 cm

15cm

2 cm 3 cm

2.5cm

切れ込み

23.5cm